

1M Tris-HCl 溶液 pH8.0 使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8049	1M Tris-HCl Buffer,pH8.0	100/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

【概述】

Tris-HCl 缓冲液用途广泛，常见于各种分子生物学实验或相关试剂配制。该产品在 25°C 时 pH 为 8.0。

【注意事项】

1. 仅限于科研使用，不可用于各种食品药品或临床治疗中。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 温度变化对 Tris-HCl 缓冲液影响较大，温度每升高 1°C，pH 值降低约 0.03，反之同理。