

## 5% SDS 溶液使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8130	5% SDS Solution	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

### 【概述】

SDS 即 Sodium dodecyl sulfate，中文名为十二烷基磺酸钠，也称十二烷基硫酸钠。常用生化试剂，用途广泛，可以用于 SDS-PAGE、细菌碱裂解等。5% SDS 溶液为 100ml 溶液中含有 5g SDS，该溶液用水配制。

### 【注意事项】

1. 本产品对人体有刺激性，操作时请小心，并注意适当防护以避免直接接触人体或吸入体内。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。