

2M 氯化镁溶液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8361	Magnesium Chloride Solution, 2mol/L	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

【概述】

2M 氯化镁溶液由六水氯化镁和去离子水组成，该溶液经高温高压灭菌处理，可直接用于溶液的配制和细胞培养等方面。

【注意事项】

1. 仅限于科研使用，不可用于各种食品药品或临床治疗中。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。