

无酶无菌水使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8087	DNase/RNase-free water (DEPC treated, Sterile)	10ml/100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

【概述】

无酶无菌水是超纯水经 DEPC 处理后，再高压灭菌而得到的不含 DNA 酶或 RNA 酶的无菌水。经检测无核酸酶和蛋白酶活性，可用于 cDNA 合成、体外转录、RNA 提取等对核酸酶敏感的分子生物学试验和相关产品的稀释或溶解。

【注意事项】

1. 仅限于科研使用，不可用于各种食品药品或临床治疗中。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。