

Triton X-100 溶液,0.3% (V/V) 使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8089	Triton X-100 Solution ,0.3%(V/V)	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温密封阴凉干燥保存，有效期 1 年

【概述】

曲拉通 X-100 为无色或几乎无色透明粘稠液体。能溶于水、甲苯、二甲苯和乙醇，不溶于石油醚。用于气相色谱固定液（最高使用温度 190℃,溶剂为丙酮、氯仿、二氯甲烷、甲醇）分离分析烃类化合物、含氧化合物（醇、酯、酮）、碱性和中性。用途广泛的非离子表面活性剂，在温和的变性条件下用于恢复膜组分。

本产品为 0.3%(V/V) Triton X-100 溶液，请根据需要选择合适的浓度。

【注意事项】

1. 仅限于科研使用，不可用于各种食品药品或临床治疗中。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 有刺激性。若吸入、摄入或者皮肤吸收，对人体有害。使用时注意防护。