

SuperBlot 增强型通用抗体稀释液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8792	SuperBlot Enhanced Universal Antibody Dilution Buffer	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4℃ 保存，有效期 1 年

【特点】

- ◆ 更低背景，减少非特异性结合
- ◆ 提升抗体稳定性，增强免疫反应强度
- ◆ 通用多种应用场景，可用于 IF, IHC, ELISA, WB 等实验中抗体稀释（一抗或二抗稀释）

【使用建议（仅供参考）】

1. 参考待稀释抗体说明书，并结合实际免疫检测实验的稀释建议，直接用本产品按照适当比例稀释一抗或二抗。
2. 抗体孵育结束后稀释的抗体应立即存放在 4℃，以便于后续重复使用。

【注意事项】

1. 为了能使抗体可以反复多次使用，建议尽量在 4℃ 进行一抗和蛋白膜的结合反应，以减缓一抗的衰减速度。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。