

pH 计电极保护液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8328	Electrode Protection Solution	100ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

【概述】

本产品为 pH 电极的浸泡液，用于电极保护，大大降低电极损耗，提高电极使用寿命。

【注意事项】

1. 一般建议最优 1-2 周更换一次 pH 计电极保护液。
2. 该产品仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。
3. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。