

## RNase A 溶液 (10mg/ml) 使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8219	RNase A Solution,10mg/ml	1ml/1ml × 5 管
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

-20℃ 保存，有效期 1 年

### 【概述】

Ribonuclease A, 简称 RNase A, 中文名为核糖核酸酶 A。进口试剂配制，酶活力为 60U/mg，不含 DNase，用于消化 RNA，可直接使用或使用去离子水稀释至所需浓度使用。用于各种常见的分子生物学、细胞生物学等相关实验。

### 【注意事项】

1. 仅限于科研使用，不可用于各种食品药品或临床治疗中。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。