

LB 液体培养基（液体，无菌）使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8222	LB Medium (Liquid, Sterile)	500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

【概述】

LB 培养基是一种培养基的名称，生化分子实验中一般用该培养基来预培养菌种，使菌种成倍扩增，达到使用要求。培养的菌种一般是经过改造的无法在外界环境单独存活和扩增的工程菌。通过培养工程菌，我们可以表达大量的外源蛋白，也可以拿到带有外源基因的质粒，工程菌的有效扩增是生化分子实验的基础。

本品经高温高压除菌，为无菌产品不含有抗生素，开瓶使用后请注意无菌保存。

【注意事项】

1. 仅限于科研使用，不可用于各种食品药品或临床治疗中。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。