

0.1M 磷酸钾缓冲液 (pH7.4) 使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8088	0.1M Potassium phosphate Buffer pH7.4	500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存, 有效期 1 年

【概述】

磷酸钾缓冲液能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力, 是生物学中经常使用的缓冲溶液, 用于分子克隆及蛋白相关研究等, 主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钾。

本产品浓度为 0.1M, pH 值为 7.4。4℃ 保存可延长产品保质期, 长期不用建议低温保存。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。