

## 50mM 乙酸钠-乙酸缓冲液 pH5.0 使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8836	50mM Sodium Acetate Solution, pH 5.0	500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温储存，有效期 1 年

### 【概述】

乙酸钠，CAS 号为 127-09-3，分子式 CH<sub>3</sub>COONa，分子量为 82.03。乙酸钠在分子生物学实验中存在广泛的用途。

本品为 50mmol/L 的乙酸钠-乙酸缓冲液，pH 为 5.0。

### 【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 避免接触皮肤和眼睛，如不小心接触眼睛或皮肤，应使用大量的洁净水进行清洗。
3. 本产品仅供科研使用，请勿用于食品、医疗方面。