

0.05 M Tris-HCl 溶液 (pH 7.8) 使用说明书

【包装规格】

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|---------|-----------------------------|-------|
| ED-9285 | 0.05M Tris-HCl Buffer,pH7.8 | 500ml |
| | 使用说明书 | 1 份 |

【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

【概述】

Tris-HCl 缓冲液用途广泛，常见于各种分子生物学实验或相关试剂配制。该产品在 25℃ 时 pH 为 7.8。

【注意事项】

1. 仅限于科研使用，不可用于各种食品药品或临床治疗中。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 温度变化对 Tris-HCl 缓冲液影响较大，温度每升高 1℃，pH 值降低约 0.03，反之同理。