

## 20mM Tris-HCl 溶液 pH7.5 使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8046	20mM Tris-HCl Buffer, pH 7.5	500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

### 【概述】

Tris-HCl 缓冲液用途广泛，常见于各种分子生物学实验或相关试剂配制。该产品在 25℃ 时 pH 为 7.5。

### 【注意事项】

1. 仅限于科研使用，不可用于各种食品药品或临床治疗中。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 温度变化对 Tris-HCl 缓冲液影响较大，温度每升高 1℃，pH 值降低约 0.03，反之同理。