

## 甘氨酸-盐酸缓冲液 (0.1M,pH3.0) 使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8995	0.1M Glycine-HCl Buffer pH3.0	500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

### 【概述】

可用于免疫组织染色完全去除剥离抗体的缓冲液，本品由 0.1M 甘氨酸配制，以 HCl 调节 pH 至 3.0。

### 【注意事项】

1. 仅限于科研使用，不可用于各种食品药品或临床治疗中。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。