

腺苷三磷酸溶液 (100 mM) 使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8501	ATP Solution (100mM)	1ml/100ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

-20℃ 保存，有效期 2 年

【概述】

腺苷三磷酸溶液 (100 mM)，浓度为 100mM，不含 Nuclease，同时不含有 phosphatase 和蛋白酶。

本产品适用于常规的分子生物学和生物化学用途，例如用于 SP6、T3 和 T7 RNA 聚合酶等进行体外转录以产生 RNA，或用于体外转录 RNA，以及 RNA 的合成与扩增。

本 ATP 溶液是用 Nuclease-free 水配制，并经 0.22μm 滤膜过滤除菌。

【注意事项】

1. 本品可室温解冻，解冻后宜存放于冰盒内或冰浴上，使用完毕后宜立即置于-20℃保存。
2. 仅用于实验室，不适合农业/家庭/临床用途使用。
3. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。