

## 格氏平衡盐溶液 (GBSS) 使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8459	Gey's Balanced Salt Solution	500ml
	使用说明书	1份

### 【保存条件】

4°C 保存, 12 个月有效

### 【概述】

格氏平衡盐溶液 (GBSS) 是一种磷酸氢盐缓冲的细胞悬浮液和洗涤液, 具有独特盐形式组合的完整平衡盐溶液, 包含与 EBSS、HBSS 和 DPBS 相同的五种基本离子。

本溶液经无菌处理, 含钙、含镁、无酚红, pH 为 7.4。

### 【组分及浓度】

组分	浓度
氯化钙	1.496mM
氯化钾	4.963mM
磷酸二氢钾	0.22mM
氯化镁	1.032mM
硫酸镁	0.284mM
氯化钠	0.1368M
碳酸氢钠	2.7mM
磷酸氢二钠	0.8453mM
D-葡萄糖	5.55mM

### 【注意事项】

1. 仅用于实验室, 不适合农业/家庭/临床用途使用。
2. 为了您的安全与健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。