

## HBSS 溶液 (无钙镁酚红,含 0.5mM EGTA,无菌) 使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8006	HBSS With 0.5mM EGTA (No Ca <sup>2+</sup> ,Mg <sup>2+</sup> )	500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温保存, 有效期 1 年

### 【概述】

Hank's 液是生物学实验中最常用的平衡盐溶液 (Hank's Balanced Salt Solution,HBSS) , 主要用于细胞培养取材时组织块的漂洗、细胞的漂洗、以及配制其他试剂等。

该 HBSS 缓冲液为即用型, 经过滤除菌, 不含钙镁离子, 含 0.5M EGTA; 可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤等常规用途, 使用前不必再进行稀释或过滤除菌等任何处理。

### 【注意事项】

1. 溶液在使用过程中应该避免微生物污染。
2. 为了您的安全与健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。