

NETN 溶液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9024	NETN Lysis Buffer	100ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4°C 保存，一年有效；长期不用可-20°C 保存延长保质期。

【概述】

针对不同种类的生物体以及不同的细胞和组织类型，有效的细胞裂解和蛋白质提取需要不同的缓冲液配方。

NETN 溶液由 20mM Tris-HCl pH8.0, 100mM NaCl, 1mM EDTA, 0.5% NP-40 组成，经 0.45um 滤膜过滤处理，可直接用于细胞裂解。

【操作方法】

根据实验需求使用。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 为取得最佳的使用效果，尽量避免过多的反复冻融。可以适当分装后使用。