

TESCA 缓冲液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8327	TESCA Buffer,pH 7.4	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4-8℃保存，有效期 6 个月。

【概述】

TESCA 缓冲液 pH 7.4 常用于胶原酶的溶解，通常将胶原酶制成 1-2mg/ml 的溶液。该产品经 0.22μm 滤膜过滤除菌处理，在 37℃下 pH 为 7.4。

TESCA 缓冲液组成成分为 50mM TES 和 0.36mM CaCl₂。

【注意事项】

1. TESCA 缓冲液为无菌溶液，如有无菌要求请注意无菌操作。
2. 该产品仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。
3. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。