

## 10 × TNC 缓冲液使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9270	10 × TNC Buffer (500mM Tris,1.4M NaCl,100mM CaCl <sub>2</sub> ,pH 8.0)	500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温储存，有效期 1 年

### 【概述】

TNC 缓冲液由三羟甲基氨基甲烷(Tris)、氯化钠和氯化钙组成，主要组成为 500mM Tris,1.4M NaCl,100mM CaCl<sub>2</sub>,pH 8.0。

使用前可稀释至 1 × 工作液，如取 100ml 10 × 母液加入 900ml 纯水后混匀使用。

### 【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅供科研使用，请勿用于食品、医疗方面。