

台氏液 Tyrode's Buffer(无菌, 细胞用)使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9243	Tyrode's Buffer(Sterile, For Cell Culture)	500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4°C 保存, 有效期 1 年

【概述】

Tyrode's Solution 也属于平衡盐溶液的一种, 主要由氯化钠、磷酸盐、氯化钙、葡萄糖等组成。经常用于哺乳肌体灌流、清洗组织, 并维持离体肠肌的正常生理功能。本品经无菌处理。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅供科研使用, 请勿用于食品、医疗方面。