

## 分选缓冲液使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9109	Sorting Buffer	500ml
	使用说明书	1份

### 【保存条件】

4℃保存，有效期6个月；-20℃保存，有效期1年。

### 【概述】

该分选缓冲液由0.5% BSA，2 mM EDTA，1×PBS组成，经0.22um滤膜过滤除菌处理，颜色略黄，可直接用作细胞分选。

### 【注意事项】

1. 不同的细胞样品适用不同配方的分选缓冲液，请根据实验需求选择合适的分选缓冲液。
2. 该产品仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。
3. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。