

## 流式抗体稀释液使用说明书

### 【包装规格】

| 产品编号    | 产品名称                                   | 包装    |
|---------|--|-------|
| ED-8476 | Flow Cytometry Antibody Diluent Buffer | 100ml |
|         | 使用说明书                                  | 1 份   |

### 【保存条件】

-20℃ 保存，有效期 1 年； 4℃ 保存 3-6 个月；

### 【概述】

本品主要用于流式抗体的稀释，其主要组成为：10mM NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, 150mM NaCl, 0.05% Proclin 300, 0.1%明胶, pH7.2。

### 【注意事项】

1. 仅用于实验室，不适合农业/家庭/临床用途使用。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。