

柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 (0.1mol/L,pH4.5,无菌) 使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8480	Sodium citrate Buffer (0.1mol/L,pH4.5)	500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4℃ 保存，有效期 1 年。

【概述】

柠檬酸钠又称枸橼酸钠，常温下为白色结晶颗粒或粉末，无气味，有凉咸味，在空气中稳定。易溶于水，难溶于乙醇。

本品为 0.1M 柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 pH4.5，经除菌处理，可以用免疫组化及其它分子生物学实验。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。