

## 柠檬酸磷酸盐缓冲液(McIlvaine 缓冲液, pH7.0)使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8451	McIlvaine Buffer, pH7.0	500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温保存, 有效期 1 年。

### 【概述】

McIlvaine 缓冲液(pH7.0)主要由磷酸氢二钠和柠檬酸组成, 属于最常用的一种广域缓冲溶液。

本品为由 0.1M 柠檬酸与 0.2M 的磷酸氢二钠组成, pH7.0。

### 【注意事项】

1. 为了您的安全与健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。