

无菌重构溶液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8504	Sterile Reconstitution Buffer	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4℃ 保存，有效期 1 年。

【概述】

本溶液由 0.2M NaHCO₃、0.05N NaOH、200mM HEPES 组成，经过滤除菌，可用于细胞等相关实验。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 该试剂仅用于科研领域，不得用于临床诊断或其他用途。