

蛋白纯化 Wash Buffer 使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8546	Wash Buffer (pH 8.0) 50mM NaH ₂ PO ₄ , 300mM NaCl, 20mM imidazole, pH 8.0	500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，一年有效。

【概述】

本试剂是用于 E. coli 细菌的 Ni-NTA 琼脂糖树脂纯化 His 蛋白过程中的清洗液，其组分为：50mM NaH₂PO₄、300mM NaCl、20mM imidazole (pH 8.0) 。

相关产品：

ED-8545-500ml Lysis Buffer (50mM NaH₂PO₄, 300mM NaCl, 10mM imidazole, pH 8.0)

ED-8547-500ml Elution Buffer (50mM NaH₂PO₄, 300mM NaCl, 250mM imidazole, pH 8.0)

【注意事项】

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。