

Elution buffer (1%SDS, 0.1M NaHCO₃) 使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9177	Elution buffer (1%SDS, 0.1M NaHCO ₃)	500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存 12 个月，4 度保存可延长使用时间。

【概述】

本品用于蛋白实验的清洗，其组成浓度为 1% SDS, 0.1M NaHCO₃。

【注意事项】

1. 本品仅用于科研用途，不得用于临床或诊断相关研究
2. 低温储存时可能会有 SDS 析出，若有析出可加热 5-10 分钟溶解即可。